



Belegung	FS-SE-54 <i>ID 0,32mm, df 5µm, Länge 25m</i> <i>94% Methyl- 5% phenyl- 1% vinylsilikon</i> <i>Max. Temperatur: 300/320°C</i>
Dimensionen	25 m x 0,32 mm ID
Artikel Nr.	<a href="#">232104</a>
Probe	Trennung von leichtflüchtigen Lösungsmitteln <small>Substanzen: Aceton / Iso-Propanol</small>
Ofen	60°C isotherm
Trärgas	0,2 bar N2 x Split 1:100
Detektor	FID 240°C, 10 x 64

