

Belegung

FS-CW 20M

ID 0,32mm, df 0,50µm, Länge 50m
Polyethylenglykol MM 20000 (PEG 20000)
Max. Temperatur: 200/220°C

Dimensionen

50 m x 0,32 mm ID, df 0,5 µm

Artikel Nr.

[232072](#)

Probe

Alkoholtest

Substanzen: Methanol / iso-Propanol / Ethanol / n-Propanol

Ofen

80°C isotherm

Trärgas

0,8 bar N2

Detektor

FID 250°C

