



Belegung	FS-SE-54 ID 0,25mm, df 0,25µm, Länge 50m 94% Methyl- 5% phenyl- 1% vinylsilikon Max. Temperatur: 300/320°C
Dimensionen	50 m x 0,25 mm ID, df 0,24 µm
Artikel Nr.	225051
Probe	Pestizid-V-Testlösung Substanzen: alpha-HCH / Hexachlorbenzol / beta-HCH / gamma-HCH / delta-HCH
Ofen	160°C 10 min halten, 160-180°C mit 4°C/min, 280°C 15 min halten
Trägergas	1,5 bar N2
Detektor	ECD 250°C

